

# Dxl 9000

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР



Освободите время, чтобы сфокусироваться  
на приоритетных задачах



**ZeroDaily Maintenance:** анализатор не требует ежедневного обслуживания, а еженедельное обслуживание проводится автоматически и занимает менее 15 минут. Это помогает сократить нагрузку на персонал и эффективнее распределять рабочее время.



**Технология PrecisionVision:** технология машинного зрения в режиме реального времени обеспечивает непрерывный контроль аналитического процесса. Система выявляет потенциальные отклонения и своевременно уведомляет пользователя, предотвращая выдачу некорректных результатов.



**Система SimpleSolve:** система интерактивных подсказок и коротких видео помогает оперативно устранять ошибки и неисправности, а также корректно выполнять пользовательские и сервисные процедуры, делая работу на анализаторе простой и удобной.

# Преимущества перехода на иммунохимический анализатор Dxl 9000

## UniCel Dxl 800

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

### Характеристики системы

**Производительность (тестов в час):**  
до 400

**Время автономной работы:**  
180 минут (3 часа)

**Размеры в сантиметрах  
(В x Ш x Г):** 170,2 x 247,1 x 96 см

#### Обработка образцов:

- 4-х позиционные штативы
- Одновременная загрузка до 30 штативов с непрерывной загрузкой (120 образцов)

**Наконечники для образцов:**  
отсутствуют

**Технология машинного зрения:**  
отсутствует

**Минимальный объем образца:** 5 мкл

**Минимальный мертвый объем:** 80 мкл

### Реагенты и расходные материалы

**Позиции для реагентов в системе:** 50

**Количество тестов в картридже:**  
50 или 100 тестов в картридже в зависимости от исследования

### Техническое обслуживание

**Ежедневное обслуживание:** <10 минут

**Еженедельное обслуживание:**  
12 минут или 5 000 тестов

**Ежемесячное обслуживание:**  
35 минут или 10 000 тестов

### Устранение неполадок

**Встроенная система интерактивных подсказок:** отсутствует

**Русифицированное программное обеспечение:** отсутствует

## Dxl 9000

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР



### Характеристики системы

**Производительность (тестов в час):** до 450

**Время автономной работы:** 240 минут (4 часа)

**Размеры в сантиметрах  
(В x Ш x Г):** 160 x 200,7 x 104,1 см

#### Обработка образцов:

- 7-позиционные универсальные штативы для чашечек и первичных пробирок
- Одновременная загрузка до 20 штативов с непрерывной загрузкой (140 образцов)

**Наконечники для образцов:** наличие одноразовых наконечников, минимизирующих вероятность переноса образца (carryover)

#### Технология PrecisionVision:

встроенные камеры и технология машинного зрения, обеспечивают обнаружение ошибок в режиме реального времени и мгновенное уведомление о них



**Минимальный объем образца:** 2 мкл

**Минимальный мертвый объем:** 80 мкл

### Реагенты и расходные материалы

**Позиции для реагентов в системе:** 50

**Количество тестов в картридже:** 50 тестов, 100 тестов или 200 тестов в картридже в зависимости от исследования

### Техническое обслуживание

**Ежедневное обслуживание:** нет



**Еженедельное обслуживание:** <15 минут

**Ежемесячное обслуживание:** 7 минут

### Устранение неполадок

#### Система SimpleSolve:

автоматическое обнаружение, классификация проблем, устранение неисправностей с помощью подсказок программного обеспечения.



#### Удаленный сервис:

возможность подключения к системе удаленного мониторинга состояния анализатора с помощью DxS Intelliserve

### Полностью русифицированное программное обеспечение

© 2026 ООО «Бекмен Культер». Все права защищены. Beckman Coulter, стилизованный логотип и названия продуктов и сервисных услуг Beckman Coulter, упомянутых здесь, являются зарегистрированными торговыми марками Beckman Coulter, Inc. в США и других странах. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к представителям компании

ООО «Бекмен Культер»  
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3  
тел.: (495) 228-67-00  
askbeckmanrussia@beckman.com  
[www.beckmancoulter.com](http://www.beckmancoulter.com)

